

Kortfattad för instruktion för användning av body-jet®

1. Starta body-jet® med huvudströmbrytaren på utrustningens baksida.
2. Kontrollera vakuum i båda sugpåsarna. Aktivera vakuumpumpen med ON/OFF knappen mitt på kontrollpanelen. Vakuumet i båda påsarna skall nå cirka -850 mbar. Vrid vakuumomkopplaren mot den sugbehållare som ska användas och reglera vakuumet med vredet ovanför omkopplaren.
3. Anslut slangsetet (WAL applicator) till utrustningen.
Häng upp vätskepåsarna och installera infiltrationspumpen. Anslut slangarna till vätskepåsarna och avlufta samtidigt överföringsslangar och infiltrationspump.
4. Aktivera infiltrationspumpen med ON/OFF-knappen på kontrollpanelen under FLOW. Tryck på en av pedalerna och håll den nedtryckt tills infiltrationsvätskan sprutar ut genom handenhetens kapillärrör.
5. Inställningar för vattenassisterad fettsugning.
Infiltration RANGE 1-5. Läge 1 är lägsta tryck och flöde, läge 5 är högsta. Vid infiltration ställ i normalfallet in RANGE i läge 3.
Vid fettsugningen används vanligtvis läge 1. Om fettvävnaden är hård kan RANGE inställas på högre värden än 1.
Ställ in önskat vakuum med vredet på utrustningens framsida. Om fettet skördas för transplantation ställ in vakuum på -500 mbar. Vid vanlig fettsugning används normalt maximalt vakuum.
6. Sektion VOLUME visar den vätskevolym som förbrukas ur vätskepåsarna. Övre värdet visar total förbrukning och det undre aktuell förbrukning. Aktivera displayen före operationen genom att trycka på knappen "MEM". När vätska därefter förbrukas registreras detta i den undre displayen. Genom ett kort tryck på knappen "MEM" flyttas värdet från den undre till den övre displayen och den undre nollställs. Denna procedur kan upprepas flera gånger och den övre displayen kommer då att visa den totala vätskeförbrukningen efter operationen.

7. Anslut lämplig infiltrationskanyl till slangsetet och ställ in önskat värde på "RANGE". Starta infiltration av det område som skall fettsugas. Efter avslutad infiltration ändras "RANGE" till för fettsugningen lämpligt värde. Lämpligt vakuum ställs in och infiltrationskanylen byts ut mot en infiltrations/sugkanyl. Sugpumpen startas med ON/OFF-knappen "VACUUM". Fettsugning kan därefter påbörjas.
8. När fettsugning är avslutad tryck på ON/OFF-knapparna för att stänga av infiltration och vakuum.
9. Ta bort infiltrationspumpen. Börja med att ta av förslutningslocket från pumpfästet. Tryck sedan kort på knappen "EJECT" för borttagning. Infiltrationspumpen matas då ut ur pumpfästet och pumpen kan avlägsnas. Sätt tillbaka förslutningslocket på pumpfästet. Slangsystemet inklusive infiltrationspump är avsett för engångsbruk och skall kasseras enligt gällande hygienbestämmelser
10. Stäng av huvudströmbrytaren på utrustningens baksida och dra ur nätkontakten.
11. Desinficera utrustningen inför nästa användning.

För mer detaljerad instruktion hänvisas till den kompletta bruksanvisningen för body-jet®

Lighthouse Medical AB

info@lighthousemedical.se